


**lille**<sup>TM</sup>  
healthcare

# CLASSIC *bed* Onderleggers



Ter bescherming van het beddengoed, zetels en stoelen, zijn deze onderleggers samengesteld uit cellulosepulp en polyethyleen. Ze zijn zeer doeltreffend bij mogelijke lekken.

Ontworpen om kwalitatief hoogstaande bescherming en zachtheid te bieden, bevatten onze onderleggers cellulosepulp, een buitenzijde uit polyethyleen en een zeer zachte non-woven bovenlaag. De verdeling van de pulp in de vorm van een diamant laat een betere spreiding van de vloeistof toe.

## Beschikbare maten :

40 x 60 cm / 60 x 60 cm / 60 x 75 cm / 60 x 90 cm / 180 x 90 cm

## De “+” punten van de producten

### Meer zachtheid

Zeer zachte non-woven bovenlaag.

### Efficiënter

Verdeling van de pulp in de vorm van een diamant voor een betere verspreiding van de vloeistof.

### Compacter

De nieuwe manier van plooien zorgt voor een kleinere verpakking en vereenvoudigt het opbergen.

### Eenvoudig herkenbaar

Kleurcode / Absorptiegraad

De kleurcode laat toe de absorptiegraad te herkennen.

### Meer zekerheid

Buitenlaag uit polythyleen  
Zorgt voor een maximale zekerheid.

### Lekvrij









Gesealde randen voor een maximale zekerheid tegen lekkages.



# CLASSIC *bed*

## Onderleggers

Een assortiment aangepast aan elk type van incontinentie

	Referentie	Productnaam	Maat (cm)	Stuks / zak	Zakken / karton	Kartons / pallet
	LFBD8111-02	Extra 37 g	40 x 60	35	8	24
	LFBD8211-02	Extra 57 g	60 x 60	35	6	30
	LFBD8221-02	Super 65 g	60 x 60	30	6	30
	LFBD8311-02	Extra 74 g	60 x 75	35	6	24
	LFBD8411-02	Extra 85 g	60 x 90	35	4	28
	LFBD8415-02	Super 100 g	60 x 90	30	4	28
	LFBD8421-02	Maxi 115 g	60 x 90	25	4	28
	LFBD8511-01	Extra 92 g	180 x 90	30	4	-

### Andere beschikbare producten

	78530	Matrasbescherming Standaard	80 x 175	100	1	48
--	-------	--------------------------------	----------	-----	---	----