




smith&nephew
ALLEVYN[®]
Gentle Border Lite

De doeltreffendheid bij de verzorging van licht exsuderende wonden

ALLEVYN Gentle Border Lite, past zich aan aan alle lichaamsdelen*




Nek



Schouder



Nek



Oksel



Arm



Vinger



Hand



Buik



Hiel

* ALLEVYN[®] Gentle Border Lite is niet aangewezen voor de sacrale regio

De doeltreffendheid bij de verzorging van licht exsuderende wonden

Licht exsuderende wonden

Skin tear



Brandwond



Traumatische wond



Gehechte wond




OPSITE® film ondoorlaatbaar voor water en bacteriën



Hydrocellulaire foamlaag (2 mm)

Extra *dun*



- ✓ **AANPASBAAR** voor een betere hechting
- ✓ **PIJNLOOS** en **ATRAUMATISCH** te verwijderen
- ✓ Laat **DOUCHEN** toe
- ✓ Vermindering van het risico van bacteriële besmetting

Meerdere vormen voor al uw behoeften

ALLEVYN® Gentle Border Lite



ALLEVYN® Gentle Border Lite Oval



ALLEVYN® Gentle Border Lite Multisite



Afmeting	Foam	Verpakking	Artikelnr.
5 x 5 cm	3 x 3 cm	10	66800833
7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm	10	66800834
10 x 10 cm	7,5 x 7,5 cm	10	66800835
15 x 15 cm	12,5 x 12,5 cm	10	66800840
5,5 x 12 cm	3,5 x 10 cm	10	66800836
8 x 15 cm	5,5 x 12,5 cm	10	66800837
10 x 20 cm	7,2 x 17,2 cm	10	66801012
Ovale vormen			
7,7 x 8,6 cm	4,8 x 6,8 cm	10	66801013
13,1 x 15,2 cm	9,6 x 10,9 cm	10	66801014
Multisite vorm			
8 x 8,4 cm	22 cm ²	10	66801041