

**ALLEVYN,**  
doeltreffende genezing,  
voor alle wonden,  
voor alle patiënten



 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
Hydrocellulaire Verbanden

## Laten we met ALLEVYN<sup>°</sup> de menselijke en economische impact van wondverzorging reduceren

### For patients.

- Verminderen van de pijn en angst van de patiënt
- Reductie van het risico op verslechtering van de wond en omringende huid
- Reductie van het risico op bacteriële contaminatie
- Reductie van het risico op lekkage en verweking van de omringende huid
- Douchen<sup>1</sup> mogelijk
- Optimale bescherming van de wond dankzij het 'kusseneffect'

### For budgets.

- Volledig assortiment met vele beschikbare afmetingen
- Reductie van het aantal verbandwissels en de daarbij horende materialen
- Reductie van de verpleegtijd
- Realisatie van meetbare besparingen
- Vele referenties zijn opgenomen op de Positieve Lijst

### For today.

- ALLEVYN geniet van de ervaringen van Smith & Nephew als wereldleider in de wondzorg
- Voortdurend streven naar innovatie
- Moderniseren en uitbreiden van het gamma
- Willen voldoen aan de hedendaagse verwachtingen van patiënten en verzorgers op gebied van wondzorg

For patients. For budgets. For today.<sup>°</sup>



1. Met uitzondering van alle niet-klevende formaten

# ALLEVYN<sup>°</sup>

## Een volledig assortiment

### Voor alle type wonden en voor alle patiënten

Dankzij hun technologie hebben de ALLEVYN verbanden tal van voordelen en superieure kenmerken in vergelijking met andere hydrocellulaire verbanden voor wat betreft het vochtbeheer, het comfort en het assortiment. Het ALLEVYN gamma blijft evolueren om aan uw behoeften te voldoen.

#### Exsuderende wonden

ALLEVYN<sup>°</sup> Life



#### Licht exsuderende wonden

ALLEVYN<sup>°</sup> Gentle Border Lite



De rest van het gamma :

#### NIET-KLEVENDE ASSORTIMENT



ALLEVYN<sup>°</sup> Non-Adhesive



ALLEVYN<sup>°</sup> Heel

#### SILICONEN ASSORTIMENT



ALLEVYN<sup>°</sup> Gentle Border



ALLEVYN<sup>°</sup> Gentle Border Multisite



ALLEVYN<sup>°</sup> Gentle Border Heel

#### KLEVENDE ASSORTIMENT



ALLEVYN<sup>°</sup> Adhesive



ALLEVYN<sup>°</sup> Sacrum

#### ANTIBACTERIEEL ASSORTIMENT



ALLEVYN<sup>°</sup> Ag Adhesive



ALLEVYN<sup>°</sup> Ag Non-Adhesive



Exsuderende wonden

Diabetische voetwond




Beenulcus




Doorligwond



Cyste



- ✓ Optimale **ABSORPTIE** en **VASTHOUDEN** van wondvocht
- ✓ **UNIEKE** vorm voor een betere **HECHTING**
- ✓ Laat **DOUCHEN** toe
- ✓ **BESCHERMING** van de wond
- ✓ **DISCREET**, vermindert de visuele impact van het wondvocht



ALLEVYN<sup>®</sup> Life



ALLEVYN<sup>®</sup> Life Sacrum



ALLEVYN<sup>®</sup> Life Heel




(1) Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN<sup>®</sup> Life and Mepilex<sup>™</sup> Border.  
 (2) Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex<sup>™</sup> Border. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota<sup>™</sup> and Mepilex<sup>™</sup> Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.  
 (3) Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF. Impact protection properties of ALLEVYN<sup>®</sup> Life, Mepilex<sup>™</sup> Border and Biatain<sup>™</sup> Silicone.

Absorptie

voor meer vertrouwen


Het LOCK-AWAY systeem van ALLEVYN biedt preventie voor doorlekken dankzij de polyacrylaatlaag



Hechting

voor meer zekerheid


Een unieke vorm en brede randen voor een betere hechting



Bescherming ANTI-SCHOK structuur

voor meer comfort

Elke schok wordt gedempt dankzij het bi-alveolaire schuim





# ALLEVYN® Gentle Border Lite

## De doeltreffendheid bij de verzorging van licht exsuderende wonden

### Licht exsuderende wonden

Skin tear




Brandwond



Traumatische wond



Gehechte wond



- ✓ **AANPASBAAR** voor een betere hechting
- ✓ **PIJNLOOS** en **ATRAUMATISCH** te verwijderen
- ✓ Laat **DOUCHEN** toe
- ✓ Vermindering van het risico van bacteriële besmetting

Meerdere vormen voor al uw behoeften

ALLEVYN® Gentle Border Lite




ALLEVYN® Gentle Border Lite Oval



ALLEVYN® Gentle Border Lite Multisite



ALLEVYN® Gentle Border Lite, past zich aan aan alle lichaamsdelen\*




Nek




Schouder



Nek



Oksel




Arm




Vinger



Hand



Buik



Hiel

\* ALLEVYN® Gentle Border Lite is niet aangewezen voor de sacrale regio

## ALLEVYN<sup>®</sup> Non-Adhesive

Aanbevolen verband voor de  
kwetsbare huid

Hydrocellulair niet-klevend verband - zeer kwetsbare huid / onder compressie



- Volledig niet klevend
- Ideaal voor de kwetsbare huid die geen kleefstof verdraagt
- Geen vormverandering, zelf onder compressie
- Geen lekkage

### ALLEVYN<sup>®</sup> Heel (3D vorm)

Voor doorligwonden op de hiel

Voorgevormde  
unieke vorm



## ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle

Het 'handenvrij' verband

Microhechtend hydrocellulair verband



- Eenvoudig aanbrengen van secundaire fixatie
- Garandeerd atraumatische verwijdering voor de wond en de omliggende huid
- Pijnloze verwijdering voor de patiënt
- Microhechtende interface op basis van koolwaterstof en minerale olie

### Voorbeelden van indicaties

- Onder compressie
- Meerdere wonden
- Moeilijk te verbinden locaties


Eenvoudig aan te brengen



## ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border

De voordelen van siliconengel  
kleeflaag

Siliconen hydrocellulair verband - zelfklevend voor de gevoelige huid




Siliconengel

- Herpositioneerbaar
- Barrière tegen bacteriën
- Douchen mogelijk

## ALLEVYN<sup>®</sup> Adhesive

Goede fixatie voor de gezonde  
huid

Klevend hydrocellulair verband



Acryl  
kleefstof


- Helpt bij de verlichting van drukpunten
- Reduceert het aantal verbandwissels
- Kan tot 7 dagen ter plaatse blijven\*
- Goede antibacteriële barrière en waterdicht

\* Met uitzondering van ALLEVYN Sacrum: 5 dagen

## ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border Multisite

Voor moeilijk te verbinden lichaamsdelen

Unieke tri-lobe vorm



Inkepingen verbeteren de applicatie van het verband



## ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border Heel

Voor de hiel

Optimale bescherming van de malleolus



Aanpasbaar aan elk formaat hiel

## ALLEVYN<sup>®</sup> Sacrum

Voor wonden ter hoogte van het sacrum


Aangepaste anatomische vorm

Beschikbaar in 2 afmetingen

Kan aangebracht worden in de 2 richtingen



**ALLEVYN<sup>◇</sup> Ag Adhesive**  
Antimicrobieel hydrocellulair verband



**ALLEVYN<sup>◇</sup> Ag Non-Adhesive**  
Niet-klevend antimicrobieel hydrocellulair verband




- Genezing in een vochtig wondmilieu met exsudaatcontrole
- Breedspectrum antimicrobiële werking (*bewezen in vitro*)

- Antimicrobiële werking gedurende 7 dagen (*bewezen in vitro*)
- Zilver Sulfadiazine concentratie<sup>(1)</sup>: 1,99mg/cm<sup>2</sup>
- Gebruikscomfort

**Superieure antimicrobiële werking**

tegen *Staphylococcus aureus* resistent aan méthicilline (MRSA)



DOF 0903005

**Zichtbare resultaten**

Pat McCluskey, TVN, Cork University Hospital, Wilton, Cork



- Geïnficeerd veneus ulcus (90 cm<sup>2</sup>) behandeld met ALLEVYN Ag Non-Adhesive 10 x 10 cm onder meerlagige compressie.




- Oppervlakte van de wond gehalveerd na 2 verbandwissels en volledige genezing in minder dan 6 weken.

**Superieure werking**

- Biedt een betere wondgenezing dan hydrocolloïde verbanden. ALLEVYN geneest in dezelfde periode twee keer meer beenulcera met 25% minder verbanden<sup>1</sup>.
- Heeft een absorptievermogen dat 4 tot 5 keer groter is dan hydrocolloïde verbanden (10 x zijn gewicht) en vermindert zo het risico op maceratie.
- Kan tot 7 dagen op de wond blijven (afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat) met uitzondering van ALLEVYN Sacrum (maximaal 5 dagen).

Genezen ulcera<sup>1</sup> (in 8 weken)



<sup>1</sup> H.J. Rajput, I. Cullingworth, T. Dunne - Department Of Surgery, University Of Natal, Durban. Evaluation Comparative d'un pansement hydrocellulaire (ALLEVYN) versus un pansement hydrocolloïde dans les ulcères de jambe veineux chroniques.

**Een superieur gebruikscomfort**

- Behoudt zijn structuur, vormt geen gel, loopt niet uit, verspreidt geen onaangename geur en laat geen resten na in de wond.
- Garandeert een superieur comfort dankzij de dikke schuimkern (kusseneffect, minder druk...).
- Veroorzaakt geen beschadigingen bij het verwijderen dankzij de selectieve kleefkracht van de klevende vormen en de soft-gel / siliconengel kleeflagen van het gamma ALLEVYN.



(1) ALLEVYN Ag Non-Adhesive