



Kies de stethoscoop die het best overeenkomt met uw wensen.

3M™ Littmann® stethoscopen bieden uitstekende en consistente akoestische kwaliteit. Vrijwel alle Littmann stethoscopen bieden insteltechnologie, een 3M uitvinding die u in gelegenheid stelt hoge en lage tonen te horen zonder het borststuk om te hoeven draaien.

Ervaar instelbare technologie.



LICHTE DRUK:
Druk zacht op het borststuk voor laagfrequente tonen.



STEVIGE DRUK:
Druk stevig op het borststuk voor hoogfrequente tonen.


Lightweight		Classic				Cardiology			Electronic										
<p>6</p> <p>Ideaal voor bloeddrukmeting en beperkt lichamelijk onderzoek.</p> <p>Akoestische prestaties</p>		<p>7-8</p> <p>Veelzijdig, betrouwbaar gereedschap voor lichamelijk onderzoek. Telkens weer...</p> <p>Akoestische prestaties</p>				<p>9-10</p> <p>Ontworpen op basis van de wensen van veeleisende specialisten. Excellente akoestische gevoeligheid voor nog nauwgezetere diagnoses.</p> <p>Akoestische prestaties</p>			<p>10+</p> <p>High-performance auscultatie</p> <p>Akoestische prestaties</p>										
<p>Lightweight II S.E. stethoscoop</p> <p>Select stethoscoop</p>		<p>Classic II Pediatric en Infant stethoscopen</p>		<p>Classic II S.E. stethoscoop</p> <p>Classic III™ stethoscoop</p> <p>Master Classic II™ stethoscoop</p>		<p>Cardiology III™ stethoscoop</p> <p>Cardiology IV™ stethoscoop</p> <p>Master Cardiology™ stethoscoop</p>			<p>Elektronische stethoscoop Model 3100</p> <p>Elektronische stethoscoop Model 3200</p>										
<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>118 gram</p> <p>Instelbaar membraan</p> <p>2 Jaar garantie</p> <p>Borststuk 5,4cm</p>		<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>105 resp. 95 gram</p> <p>3 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: Pediatric 3,3cm 2,5cm Infant 2,7cm 1,9cm</p>		<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>135 gram</p> <p>Instelbaar membraan</p> <p>3 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: 4,4cm</p>		<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>150 gram</p> <p>Instelbare membranen uit 1 stuk aan elke zijde van het borststuk</p> <p>Converteerbare kelk</p> <p>5 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: Volwassen zijde 4,3cm Pediatric zijde 3,3cm</p>		<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>180 gram</p> <p>Beschikbaar in 22" / 56cm en 27" / 69cm</p> <p>Twee instelbare membranen</p> <p>Twee-in-een dubbele slang ontwerp</p> <p>5 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: Volwassen zijde 4,3cm Pediatric zijde 3,3cm</p>			<p>Dubbelzijdig borststuk</p> <p>177 gram</p> <p>Beschikbaar in 22" / 56cm en 27" / 69cm</p> <p>Membraan uit 1 stuk aan beide zijden</p> <p>Twee-in-een dubbele slang ontwerp</p> <p>7 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: Volwassen zijde 4,3cm Pediatric zijde 3,3cm</p>			<p>Enkelzijdig borststuk</p> <p>185 gram</p> <p>Beschikbaar in 22" / 56cm en 27" / 69cm</p> <p>Instelbaar membraan</p> <p>Twee-in-een dubbele slang ontwerp</p> <p>7 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: 5,1cm</p>		<p>185 gram</p> <p>2 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: 5,1cm</p>		<p>Bluetooth® wireless technologie</p> <p>Opnemen en afspelen</p> <p>185 gram</p> <p>2 Jaar garantie</p> <p>Borststuk: 5,1cm</p>	

www.littmann.nl
www.littmann.be

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG. 3M, Littmann, the L Littmann logo, L, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III, and the shape of the stethoscope chestpiece are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Please recycle. Printed in U.S.A. © 3M 2016. All rights reserved. 70-2011-5462-5



3M™ Littmann® stethoscoop bestel informatie en kleurenwijzer



		Zwart	Bordeauxrood	Marineblauw	Jagetsgroen	Donkerpaars	Chocoladebruin	Grijs	Dennegroen	Lichtblauw	Paars	Framboosrood	Caribisch blauw	Oranje	Zeegroen	Rood	Lila	Koningsblauw	Oceaanblauw	Perzik	Roze	Koraalblauw	Olijfgroen	Zandkleur	Lavendel	Turquoise	Lemon-Lime	Limoengroen	Smaragdgroen	Rozerood
Model 3200	69 cm	3200BK27	3200BU	3200NB				3200T																						
Model 3100	69 cm	3100BK27	3100BU	3100NB																										
Master Cardiology™	69 cm	2160 2161* 2175* 2176*	2163	2164	2165 2183*	2167							2178										2182*							
Cardiology IV™	69 cm	6152	6153	6154	6155	6166						6158	6157																	6161
Cardiology III™	69 cm	3128 3131BE ¹ 3128BRS ² 3157SM ⁴ 3152RBW ⁶	3129	3130	3134	3135	3137 3137CPR ²	3136		3146		3148	3138			3140							3149	3166 ⁴		3158 ⁶	3159 ⁴	3161 ⁴		3164
Master Classic II™	69 cm	2144L 2141 ¹	2146	2147	2632				2634	2633	2143		2630											2636 ¹						
Classic III™	69 cm	5620 5803 ¹ 5811 ¹	5627	5622	5624	5831	5809 ³	5621		5630		5626 5806 ³	5623 5807 ³	5629							5633			5812 ⁴	5832	5835	5839	5829	5840	5639
Classic II S.E.	71 cm	2201	2211	2205						2813		2210								2822	2817									
Classic II Pediatric	71 cm	2113		2123					2131			2122	2119 2153 ⁴	2155		2113R		2136		2154	2115									
Classic II Infant	71 cm	2114										2125 2157 ²	2124	2179		2114R		2156		2158	2120									
Select	71 cm	2290	2293						2305	2301	2294	2296	2291					2298	2306	2310	2292									
Lightweight II S.E.	71 cm	2450	2451							2454			2452		2455		2453				2456									

Teaching stethoscopes, ref. 2138 en 2139 en Veterinaire stethoscoop ref. 1392 zijn ook verkrijgbaar.

Kleuren bij benadering.



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
www.littmann.nl

3M Belgium,
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
www.littmann.be

3M, Littmann, the L Littmann logo, L, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III, and the shape of the stethoscope chestpiece are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Please recycle. Printed in The Netherlands. © 3M 2016. All rights reserved. 70-2011-5462-5

Speciale kleuren borststukken en afwerkingen zijn slechts beschikbaar in combinatie met een beperkt aantal kleuren slangen.



1 Black Edition – zwart borststuk en oorbeugel

2 Brass Edition – messingkleurig borststuk en oorbeugel



3 Copper Edition – koperkleurig borststuk en oorbeugel

4 Smoke Edition – rookkleurig borststuk en oorbeugel



5 Rainbow Edition – regenboogkleurig borststuk en oorbeugel

6 Rainbow Edition – regenboogkleurig borststuk en zwarte oorbeugel