

Fixatie - Bescherming




Dé ideale fixatie

voor Mepilex® verbanden:

Elastisch buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte meerekt.

- **Zeker**
 - Houdt wondverband stevig op zijn plaats
 - Latexvrij
- **Comfortabel**
 - Gelijkmatic verdelde druk zonder te knellen
 - Volledige bewegingsvrijheid voor de patiënt
- **Praktisch**
 - Snel en eenvoudig aan te brengen
 - Knip- en wasbaar

Indicatief



Verkrijgbaar in verschillende kleurcodes in functie van omtrek lichaamsdeel.

	Art. nr.	CNK-code/ stuk	B x L (cm x m)	Omtrek lichaams- deel	Doos (stuks)	Transport-verpakking (stuks)
ROOD GAMMA	2480	2380-285	3,5 x 1	9 - 18 cm	12	144
	2434	0628-180	3,5 x 10	9 - 18 cm	1	48
GROEN GAMMA	2481	2380-293	5 x 1	14 - 24 cm	12	144
	2436	0628-198	5 x 10	14 - 24 cm	1	42
BLAUW GAMMA	2482	2380-301	7,5 x 1	24 - 40 cm	12	96
	2438	0628-206	7,5 x 10	24 - 40 cm	1	30
GEEL GAMMA	2483	2380-319	10,75 x 1	35 - 64 cm	12	96
	2440	0628-214	10,75 x 10	35 - 64 cm	1	18
PAARS GAMMA	2479	2380-277	20 x 1	64 - 130 cm	12	72
	2444	2380-269	20 x 10	64 - 130 cm	1	20

Tubifast® 2-Way Stretch® wordt exclusief verdeeld door H. Nootens N.V.

Tel: +32 (0)2 216 78 63 - E-mail: info@nootens.com